

FIRMA MEDAN PROPONUJE

FASTest® BOR in TICK

Szybki test do detekcji antygenów Borrelia w kleszczu



Nr katalogowy: MED873012RG1-12
Wielkość opakowania: 1 test
(kasetka + bufor + probówka z wyciskaczem
+ Instrukcja wykonania badania)



Borelioza z Lyme jest chorobą zakaźną wywoływaną w Europie przez bakterie z kompleksu *Borrelia burgdorferi sensu lato* (B.b.s.l.), które mogą być przekazywane przez kilka gatunków kleszczy, zwłaszcza przez kleszcza *Ixodes ricinus*. To czy kleszcz jest nosicielem B.b.s.l. nie zależy od czynników sezonowych ani geograficznych. Badania wykazały, że w rejonach endemicznych nosicielstwo dochodzi do 50%. Po dwunastu godzinach od ukąszenia kleszcza podgatunek bakterii (zwłaszcza *Borrelia burgdorferi sensu stricto*, *Borrelia afzelii* i *Borrelia garinii*) jest przekazywany przez ślinianki do rany. Maksymalny poziom ekskrecji *Borrelia* zostaje osiągnięty po ok. 72 h od ukąszenia.

Ze względu na fakt, że diagnostyka i terapia boreliozy mogą być często bardzo skomplikowanym procesem (objawy kliniczne występują często dopiero po kilku miesiącach po ukąszeniu kleszcza) **diagnostyka przeprowadzona we wczesnym etapie jest wyjątkowo rozsądnym rozwiązaniem.**

Zamiast pracochłonnych i kosztownych badań PCR przeprowadzanych w specjalistycznych laboratoriach można teraz wykrywać antygen *Borrelia* w kleszczu.

Dzięki użyciu testu **FASTest® BOR in TICK** potencjalnie obecne w kleszczu antygeny *Borrelia* można wykryć szybko, w prosty i niezawodny sposób a w przypadku pozytywnego wyniku podjąć **od razu po ukąszeniu kleszcza odpowiednie procedury diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne.**

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY