



www.medan.com.pl

MEDAN

ul. ks. dr. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

tel.: +48 32 336 97 00

fax: +48 32 336 97 41

e-mail: biuro@medan.com.pl


Bank BPH S.A: 09 1060 0076 0000 3260 0154 0117



Uprzejmie informujemy, że firma MEDAN posiada w swojej ofercie

Zestaw do analizy jakościowej kamieni moczowych
URINARY STONE ANALYSIS

produkowany przez DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS GmbH



Nr katalogowy: 1 3169 99 10 351

Wielkość zestawu: 30 oznaczeń dla każdego składnika

Cena netto: 450,00 PLN (VAT 8%)

Kamica moczowa (nerkowa) jest obecnie jedną z najczęściej występujących dolegliwości współczesnego społeczeństwa z ciągle rosnącą liczbą przypadków. Kamienie moczowe tworzą się w wyniku złożonych procesów fizykochemicznych, w warunkach zakłóconej równowagi mineralnej w organizmie i składają się głównie z substancji krystalicznych. Kształt i wielkość kamienia zależy od jego składu chemicznego i budowy krystalograficznej.

ZESTAW URINARY STONE ANALYSIS:

- ✓ Umożliwia wykrycie najważniejszych składników kamieni moczowych takich jak **WĘGLANY, WAPŃ, MAGNEZ, AMONIAK, SZCZAWIANY, FOSFORANY, KWAS MOCZOWY i CYSTYNA.**
- ✓ Analiza jest prowadzona jakościowo a jej wynik ocenia się wizualnie.
- ✓ Testy bazują na szybkich i prostych w wykonaniu metodach z zakresu chemii analitycznej.
- ✓ Wszystkie składniki zestawu są stabilne i gotowe do użycia.
- ✓ Poprawność przeprowadzanych reakcji chemicznych można zweryfikować używając **KAMIENIA KONTROLNEGO**, dołączonego do zestawu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY